



【BK・膝下】
丈が長い場合はカットしてご調整ください
上肢にもご使用いただけます


製品形状の
イメージ図



Shaped Tubular Bandage
シェイプドチューブラー包帯

- * コットンが肌に優しい通気性に優れた薄手のパディング包帯
- * テーパー形状のFL、BK は下肢、下腿、上肢の四肢にフィットします
- * tg グリップよりもやわらかい生地で優しく圧迫します

<製品拡大図>



<素材>
コットン 85 %
エラストジエン (ラテックス)
ナイロン

シームレスな筒状包帯が四肢の長さに沿ってスマートに、快適かつ効果的なサポートを提供します。幅方向の弾力性がしわのない軽度な圧迫を提供すると同時に、上肢・下腿・下肢などに緩やかな圧とフィット感を実現する筒状包帯です。圧迫力を強めたい場合はもう 1 枚重ねて着用したり、より小さいサイズをご選択ください。また tg グリップ、tg ソフト、ふわポコ、ポコシリーズなどの併用や、関節・靭帯・腱などのサポートとしても有用です。

tg シェイプ・FL		下肢 (大腿)
品番	ふくらはぎ周径 (ℓC)	サイズ
88 900	32 - 36 cm	S
88 901	35 - 39 cm	M
88 902	38 - 42 cm	L
88 903	41 - 45 cm	XL

tg シェイプ・BK		膝下 (下腿)・上肢
品番	ふくらはぎ周径 (ℓC)	サイズ
88 904	32 - 36 cm	S
88 905	35 - 39 cm	M
88 906	38 - 42 cm	L

※ 10 枚/箱 = 「品番」+ 「H」 例) 品番 88906H

- * 肌にかぶれ等の異常があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- * 製造ロットにより仕上がり寸法が多少異なることがあります。また印刷物の色は異なることがあります。
- * 製品の仕様・外観は改良などにより予告なく変更することがあります。

tg シェイプの返品・交換について

tg シェイプは、商品が未開封の場合に承ります。ただし、商品未開封であっても弊社商品発送日から起算して 30 日を超えた際の返品・交換はお受けいたしかねます。

お手入れ方法

液温 30°C 以下で市販の洗剤を溶かし、手で押し洗いしてください。柔軟剤や漂白剤、ベンジンなどの使用、ドライクリーニングはおやめください。伸縮のある素材を使用しているため、洗濯によって多少伸び縮みすることがあります。



【FL・下肢】